



MET-5A 细胞专用培养基

| 一、基本信息 | |
|--------------|--|
| 细胞名称 | MET-5A 细胞专用培养基 |
| 细胞编号 | JN-CC3170 |
| 细胞品牌 | 纪宁生物 |
| 细胞规格 | 125ml / 500ml |
| 细胞形态 | 液体 |
| 产品货期 | 现货 |
| 细胞简介 | MET-5A 细胞专用培养基已包含 MET-5A 细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于 MET-5A 细胞的培养 |
| 细胞培养视频 | 细胞实验常见问题.mp4 |
| 细菌检测 | 阴性 |
| 真菌检测 | 阴性 |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 培养基成份 | 90%Medium199+10%FBS |
| 细胞生长实验 | 细胞生长良好，形态正常 |
| 内毒素含量(eu/mL) | ≤10 |
| PH | 7.2-7.4 |
| 储存条件 | 2°C-8°C，避光储存 |



| | |
|---------------|--|
| 运输条件 | 冰袋/快递运输 |
| 有效期 | 3 个月 |
| 供应范围 | 仅限于科研实验使用，不得用于其他用途 |
| 二、注意事项 | |
| 1 | 使用产品时应注意无菌操作，避免污染 |
| 2 | 本产品含有血清和双抗，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用 |
| 3 | 保持本产品的使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中 |
| 4 | 所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用 |
| 5 | 本产品只供进一步科研使用，不可应用于临床等其他方面 |
| 6 | 培养基冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响产品正常使用 |
| 三、售后服务 | |
| 细胞予重发 | <p>1.细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。</p> <p>2.收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。</p> <p>3.收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。</p> <p>4.常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。</p> <p>5.常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。</p> <p>6.细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。</p> |



| | |
|--|---|
| 细胞不重发 | <ol style="list-style-type: none"> 1.客户操作造成细胞污染，不重发。 2.客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。 3.非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。 4.细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前3天的细胞状态照片，不重发。 5.细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。 6.收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于3天的，不重发。 |
| 四、特别说明 | |
| <p>上海纪宁生物客户购买本公司的细胞过程中，有任何技术问题或实验问题，都可以拨打我们的免费服务电话 15800441226 / 021-54721350，我们随时给予技术中 / 实验中的免费解答。</p> | |

KNS-89 细胞专用培养基

| | |
|---------------|-----------------------|
| 一、基本信息 | |
| 细胞名称 | KNS-89 细胞专用培养基 |
| 细胞编号 | JN-CC3131 |
| 细胞品牌 | 纪宁生物 |
| 细胞规格 | 125ml / 500ml |
| 细胞形态 | 液体 |



| | |
|--------------|--|
| 产品货期 | 现货 |
| 细胞简介 | KNS-89 细胞专用培养基已包含 KNS-89 细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于 KNS-89 细胞的培养 |
| 细胞培养视频 | 细胞实验常见问题.mp4 |
| 细菌检测 | 阴性 |
| 真菌检测 | 阴性 |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 培养基成份 | 90%DMEM+10%FBS+PS |
| 细胞生长实验 | 细胞生长良好，形态正常 |
| 内毒素含量(eu/mL) | ≤10 |
| PH | 7.2-7.4 |
| 储存条件 | 2°C-8°C，避光储存 |
| 运输条件 | 冰袋/快递运输 |
| 有效期 | 3 个月 |
| 供应范围 | 仅限于科研实验使用，不得用于其他用途 |

二、注意事项

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 使用产品时应注意无菌操作，避免污染 |
| 2 | 本产品含有血清和双抗，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用 |
| 3 | 保持本产品的使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中 |
| 4 | 所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用 |
| 5 | 本产品只供进一步科研使用，不可应用于临床等其他方面 |



| | |
|---|---|
| 6 | 培养基冻融后, 可能会有少量絮状物析出, 不影响产品正常使用 |
| 三、售后服务 | |
| 细胞予重发 | <ol style="list-style-type: none"> 1.细胞运输中遭遇的各种问题, 细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等, 重发。 2.收到细胞未开封, 如出现污染状况, 重发。 3.收到细胞 3 天内, 发现污染问题, 经核实后, 重发。 4.常温发货的细胞静置 2 小时后, 干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后, 绝大多数细胞未存活, 经核实后, 重发。 5.常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后, 出现污染, 经核实后, 重发。 6.细胞活性问题, 请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果, 用台盼蓝染色法鉴定细胞活力, 经核实后, 重发。 |
| 细胞不重发 | <ol style="list-style-type: none"> 1.客户操作造成细胞污染, 不重发。 2.客户严重操作失误致细胞状态不好, 不重发。 3.非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好, 不重发。 4.细胞状态不好, 未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片, 不重发。 5.细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的, 不重发。 6.收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的, 不重发。 |
| 四、特别说明 | |
| <p>上海纪宁生物客户购买本公司的细胞过程中, 有任何技术问题或实验问题, 都可以拨打我们的免费服务电话 15800441226 / 021-54721350, 我们随时给予技术中 / 实验中的免费解答。</p> | |



纪宁实业
Jining Shiye

纪宁生物----您身边专业的细胞供应商